


El dispositivo de punción le permite recoger sangre capilar de las yemas de los dedos (y Lugares Alternativos de Prueba, LAP) de manera fácil y prácticamente sin dolor.



El dispositivo de punción le ofrece 6 niveles de profundidad de penetración en la piel:




A mayor longitud de la línea del indicador, mayor será la profundidad de penetración de la lanceta.

ADVERTENCIA


Para reducir la posibilidad de infección:

- ▶ Nunca comparta la lanceta o el dispositivo de punción.
- ▶ Use siempre una lanceta nueva y estéril. Las lancetas son para un solo uso.
- ▶ Evite loción de manos, aceites, suciedad o residuos al usar el dispositivo de punción y las lancetas.
- ▶ El uso de lancetas puede ser un peligro biológico potencial. Por favor, deséchelas cuidadosamente siguiendo las regulaciones locales.


Uso del dispositivo de punción




1. Gire y tire del tapón del dispositivo de punción.



2. Inserte la lanceta en el porta lancetas y presione firmemente hasta que esté asegurada.



3. Gire el disco protector de la lanceta para quitarlo.



4. Coloque y gire de nuevo el tapón del dispositivo de punción, como muestra la figura, hasta que oiga un clic. Cuando esté adecuadamente bloqueado, el indicador de bloqueo estará a la derecha.



5. Sujetando el capuchón seleccione la profundidad de penetración girando la punta ajustable en cualquier dirección hasta que la flecha seale el punto de profundidad que desee.




6. Tire del deslizador hasta que oiga un clic. Verá que el interior del botón de liberación cambia de color cuando esté listo.
▶ **Si no oye un clic, el dispositivo de punción podría haberse bloqueado al insertar la lanceta.**

NOTA

Antes de recoger la gota de sangre:


- ▶ Lave y seque sus manos antes de empezar.
- ▶ Seleccione el lugar de punción en el dedo.
- ▶ Frote el lugar de punción durante 20 segundos antes de la punción.
- ▶ Limpie el lugar de punción usando algodón humedecido con alcohol al 70% y deje secar.



7. Punción del dedo. Presione firmemente el dispositivo de punción en el lado inferior de su dedo. Presione el botón de liberación para pinchar la yema de su dedo, entonces un clic nos indicará que la punción está completada.



8. Retire el dispositivo del lugar de punción. Después retire la primera gota de sangre con un algodón limpio. Presione el lugar de punción para obtener otra gota de sangre. Tenga cuidado de NO aplastar la muestra de sangre. Aplique la gota en la tira.




9. Retire la lanceta girando el tapón protector. Deseche la lanceta usada colocando el disco protector sobre una superficie dura y presionando la punta en el disco.



10. Deslice el ejector hacia delante para extraer la lanceta usada. Desechar la lanceta siguiendo las regulaciones locales.
▶ **Para la obtención de muestras de sangre de lugares alternativos de prueba (LAP) use el tapón transparente.**

Lugares Alternativos de Prueba (LAP)



NOTA

Esta opción no está disponible para todos los dispositivos. En las **instrucciones de uso** del glucómetro verá si puede realizar LAP con su dispositivo.

Las pruebas en lugares diferentes de las yemas de los dedos se conoce como lugar alternativo de prueba (LAP). Por favor, lea la sección de **Lugares Alternativos de Prueba (LAP)** de las instrucciones de uso antes de realizar una prueba LAP.

Sustituya el tapón del dispositivo de punción por el tapón transparente para Lugares Alternativos de Prueba. Tire del deslizador hasta que oiga clic.

Cuando se pinche en la mano, antebrazo o brazo, evite las zonas con venas, que sean evidentes, para prevenir el exceso de sangrado.

Limpieza

La lanceta es desechable y está destinada para un solo uso. El dispositivo de punción es reutilizable. Para limpiar el dispositivo de punción use jabón suave y agua. No sumerja el dispositivo de punción bajo el agua. Desinfecte el tapón del dispositivo sumergiéndolo en alcohol al 70% durante 10 minutos y después deje que se seque al aire. NO lo coloque en el lavavajillas ni use detergentes.

Distribuido por:

acofarma

DOMICILIO SOCIAL:
Acofarma Distribución, S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 56, 2ºE
28020 Madrid

Pol. Sta. Margarita, C/ Llobregat, 20
08223 Terrassa - Barcelona

Atención al consumidor 910 762 111 / 937 360 080 - www.acofar.es


Información de símbolos

Símbolo	Significado
	No reutilizar (Sólo para uso de lancetas)
	Consulte las instrucciones para su uso
	Usar antes de / Fecha de Caducidad (Sólo para uso de lancetas)
	Fabricante
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Estérilizado por radiación (Sólo para uso de lancetas)
	Precaución, consulte los documentos adjuntos. (Sólo para uso de lancetas)
	Código del lote
	CE 0123 Marcado de la Comunidad Europea

TaiDoc Technology Corporation
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan
MedNet GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

STERILE R CE 0123

The Lancing Device allows you to collect your capillary blood from fingertip (and alternative sites) easily and virtually pain free.



The Lancing Device offers you 6 depths of skin penetration:




The longer the length of the indicator line, the greater the depth of penetration.

WARNING


To reduce the chance of infection:

- ▶ Never share a lancet or the lancing device.
- ▶ Always use a new, sterile lancet. Lancets are for single use only.
- ▶ Avoid getting hand lotion, oils, dirt or debris in or on the lancets and the lancing device.
- ▶ The used lancet may potentially be biohazardous. Discard it according to your local regulations.


Setting up the Lancing Device




1. Twist and pull off the cap of the lancing device.




2. Insert a lancet into the lancet holder and push down firmly until it is fully secured.




3. Twist the protective disk off the lancet.



4. Replace and twist the cap to close the lock as shown in the picture until you hear the click. When the lock is properly closed lock indicator is in the extreme right position.



5. Holding the cap select on the depth of penetration by turning the adjustable tip in either direction so that the arrow on the cap points to the desired depth.




6. Pull the cocking control back until it clicks. You will see a color change inside the release button when it is ready.
▶ **If it does not click, the device may have been cocked when the lancet was inserted.**

NOTE

Before collecting a drop of blood:


- ▶ Wash and dry your hands before you start.
- ▶ Select the puncture site at the fingertip.
- ▶ Rub the puncture site for about 20 seconds before penetration.
- ▶ Clean the site using cotton swab moistened with 70% alcohol and let it air dry.



7. Lancing the finger Press the lancing device's tip firmly against the lower side of your fingertip. Press the release button to prick your finger, then a click indicates that the puncture is complete.



8. Remove the device from the puncture site. After penetration, remove the first drop of blood with a clean cotton swab. Gently squeeze the punctured area to obtain another drop of blood. Be careful NOT to smear the blood sample. Apply the blood to the test strip.




9. Remove the lancet by twisting the cap off first. Safely dispose of the used lancet by placing the protective disk on a hard surface, and pushing the exposed tip into the disk.



10. Slide the ejector forward to remove the used lancet. Dispose of the lancet according to your local regulations.
▶ **For collecting blood samples from sites other than the fingertip, use the clear cap.**

Alternative Site Testing (AST)



NOTE

This option is not available for all devices. Refer to the **Intended Use** in your meter's Owner's Manual if you can perform AST with your device.

Testing on sites other than the fingertip is referred to as alternative site testing (AST). Please read the **Alternative Site Testing** section in your Owner's Manual before you perform AST.

Substitute the lancing device cap with the clear cap for alternative site testing. Pull the cocking control back until it clicks.

When lancing the forearm, upper arm, hand, thigh, or calf, avoid lancing the areas with obvious veins in order to prevent excess bleeding.

Cleaning

The lancet is disposable and is intended for single use only. The lancing device is reusable. To clean the lancing device, use a mild soap and water to wipe clean the lancing device. DO NOT rinse the device under water. Disinfect the cap by placing it in 70% alcohol for 10 minutes and then allow it to air dry. Do NOT place the device in a dishwasher or use detergents.

Distributed by:

acofarma

DOMICILIO SOCIAL:
Acofarma Distribución, S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 56, 2ºE
28020 Madrid

Pol. Sta. Margarita, C/ Llobregat, 20
08223 Terrassa - Barcelona

Atención al consumidor 910 762 111 / 937 360 080 - www.acofar.es


Symbol Information

Symbol	Referent
	Do not reuse (Lancet use only)
	Consult instructions for use
	Use by / Expiry date (lancet use only)
	Manufacturer
	Authorized representative in the European Community
	Sterilized using irradiation (Lancet use only)
	Caution, consult accompanying documents (Lancet use only)
	Batch code
	CE mark

TaiDoc Technology Corporation
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan
MedNet GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

STERILE R CE 0123

O dispositivo de punção permite recolher sangue capilar das pontas dos dedos (e no caso de teste em local alternativo, TLA) de forma fácil e quase sem dor.



O dispositivo de punção oferece 6 níveis de profundidade de penetração na pele:




ADVERTÊNCIA


Para reduzir a possibilidade de infeção:

- ▶ Nunca partilhe a lanceta ou o dispositivo de punção.
- ▶ Utilize sempre uma lanceta nova e estéril. As lancetas são de um só uso.
- ▶ Evite a loção de mãos, os óleos, a sujidade ou os resíduos ao utilizar o dispositivo de punção e as lancetas.
- ▶ O uso de lancetas pode ser um perigo biológico potencial. Por favor, elimine-as cuidadosamente seguindo as normas locais.


Uso do dispositivo de punção




1. Rode e puxe pela tampa do dispositivo de punção.




2. Insira a lanceta no porta-lancetas e exerça pressão firmemente até ficar fixa.



3. Rode o disco de proteção da lanceta para o retirar.



4. Coloque e volte a rodar a tampa do dispositivo de punção, tal como mostra a figura, até ouvir um clique. Quando estiver adequadamente fixo, o indicador de bloqueio estará na parte direita.



5. Segurando a tampa, selecione a profundidade de penetração rodando a ponta ajustável em qualquer direção até a seta indicar o ponto de profundidade que deseje.




6. Puxe pelo deslizador até ouvir um clique. Observará que o interior do botão de liberação muda de cor quando estiver pronto.
▶ Se não ouvir um clique, é possível que o dispositivo de punção tenha ficado bloqueado ao inserir a lanceta.

NOTA

Antes de recolher a gota de sangue:


- ▶ Lave e enxugue as mãos antes de começar.
- ▶ Selecione o local de punção no dedo.
- ▶ Esfregue o local de punção durante 20 segundos antes da punção.
- ▶ Limpe o local de punção utilizando algodão humedecido em álcool de 70% e deixe secar.



7. Punção do dedo. Exerça pressão firmemente no dispositivo de punção do dedo na ponta do mesmo. Exerça pressão no botão de liberação a fim de furar o dedo; seguidamente, um clique indicará que a punção foi completada.



8. Retire o dispositivo do local de punção. Seguidamente, retire a primeira gota de sangue com um algodão limpo. Exerça pressão no local de punção a fim de obter outra gota de sangue. Tenha cuidado de NÃO comprimir a amostra de sangue. Aplique a gota na tira.




9. Retire a lanceta rodando a tampa de proteção. Elimine a lanceta usada colocando o disco de proteção sobre uma superfície dura e exercendo pressão na ponta do disco.



10. Deslize o ejeter para a frente a fim de extrair a lanceta usada. Elimine a lanceta seguindo as regulações locais.
▶ Para a obtenção de amostras de sangue no caso de teste em local alternativo (TLA), utilize a tampa transparente.

Teste em local alternativo (TLA)



NOTA

Esta opção não está disponível em todos os dispositivos. Nas instruções de uso do glicosímetro, pode consultar se é possível realizar o TLA com o seu dispositivo.

Os testes em locais diferentes das pontas dos dedos são conhecidos como teste em local alternativo (TLA). Por favor, leia a secção **Teste em local alternativo** (TLA) das instruções de utilização antes de realizar um TLA.

Substitua a tampa do dispositivo de punção pela tampa transparente para teste em local alternativo. Puxe pelo deslizador até ouvir um clique.

Quando furar a mão, o antebraço ou o braço, evite zonas com veias que sejam evidentes, a fim de evitar sangrar excessivamente.

Limpeza

A lanceta é descartável e foi concebida para um só uso. O dispositivo de punção é reutilizável. Para limpar o dispositivo de punção, utilize sabão suave e água. Não submerja o dispositivo de punção sob a água. Desinfete a tampa do dispositivo submergindo-a em álcool de 70% durante 10 minutos e, logo a seguir, deixe que seque ao ar. NÃO a coloque na máquina de lavar louça nem utilize detergentes.

Distribuído por:

acofarma

DOMICILIO SOCIAL:
Acofarma Distribución, S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 56, 2ºE
28020 Madrid

Poi. Sta. Margarita, C/ Llobregat, 20
08223 Terrassa - Barcelona

Atención al consumidor 910 762 111 / 937 360 080 - www.acofar.es

Informação de símbolos

Símbolo	Significado
	Não reutilizar (apenas para uso de lancetas)
	Consulte as instruções para o seu uso
	Utilizar antes de / Data de validade (apenas para uso de lancetas)
	Fabricante
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Esterilizado por radiação (apenas para uso de lancetas)
	Precaução, consulte os documentos anexos (apenas para uso de lancetas)
	Código do lote
	CE 0123 Marcação da Comunidade Europeia