


a) El 95% de los valores de glucosa medidos deben estar dentro del estándar :

Concentración de glucosa	ISO 15197: 2013 y EN ISO 15197: 2015	
≥ 100 mg/dL (≥ 5.55 mmol/L)	dentro del $\pm 15\%$	$\geq 95\%$
< 100 mg/dL (< 5.55 mmol/L)	dentro del ± 15 mg/dL (± 0.83 mmol/L)	

b) El 99% de los valores individuales medidos de glucosa deben estar dentro de las zonas A y B de la Rejilla de errores de Clarke (CEG) para la diabetes tipo 1



C) Criterios de aceptación del hematocrito

